

AMELIA III

CRYO LIPOLYSIS

AMELIA III
CRYO LIPOLYSIS



New Technology Touchscreen
Headpiece of Cryolipolysis



A 20 x 8cm



B 20 x 8cm



C 24 x 11cm



D 9 x 5cm

15 LCD Screen



AMELIA III

CRYO LIPOLYSIS

CERRAHİ OLMAYAN MEDİKAL KOZMETİK TEKNOLOJİSİ SOĞUK LİPOLİZ:

- 1-Cerrahi olmayan medikal kozmetik teknolojisi
- 2-Liposuction'dan daha avantajlı sistem
- 3-Avrupa ve Amerika'da en popüler zayıflama yöntemi
- 4-Tedavi edilen bölgede %26 ile %42 oranları arasında yağ yakımı
- 5-Yağ eritmede RF ve ultrasound teknolojisinden daha iyi ve uzun süreli sonuç
- 6-Bel, sırt ve selülitli bölgelerde bulunan yağ hücrelerini eritmede non-invasiv yöntem

SOĞUK LİPOLİZ TEKNOLOJİSİ:

Doku soğutma yöntemi olan soğuk lipoliz ile yağ azaltma tekniği keşfedilene kadar, yağ hücrelerinin tahribatı için lazer, ultrasound, radyo frekans ve elektro terapi gibi bir çok metot denenmiştir. Yağ hücrelerini eritmeyle ilgili olan bu devrimsel fikir kullanıldığından beri yağ hücrelerini azaltma ile ilgili süreçte önemli bir teknoloji olarak kabul görmüştür.

Coolsculpting™ teknolojsi ve soğuk lipoliz yöntemlerinin birleşimi non-invasiv olarak sadece yağ dokularını hedefler ve yağ hücrelerinin vücuttan atılmasını sağlarken diğer hücrelerin zarar görmesini engeller.

Coolsculpting™ yönteminde, özel olarak tasarımı yapılmış soğutucu başlık ile yok edilmek istenen yağ dokusu soğutulur. Başlık, iki soğutucu panel arasında kalan dokuya hassas bir şekilde vakumla basınç uygular. Tedavi boyunca başlık, yağın azaltılması hedeflenen vücut bölgelerine kontrollü bir şekilde soğuk uygulama yapar.

Yağ hücreleri soğuğa maruz kaldığında, doğal yollardan ortadan kalkacakları bir sürece girerler ve yağ dokusunun kalınlığı azalır. Belirgin sonuçlar genellikle 4-6 hafta içerisinde ortaya çıkar. Tedavi edilen bölgedeki yağ hücreleri, vücut metabolizmasının normal işleyişi içerisinde, yediğimiz yiyeceklerin yağlarının vücuttan atılması gibi ortadan kalkarlar.

Düzenli şekilde diyet yapan, spor yapan; fakat yine de bölgesel yağ dokusundan kurtulamayan kişiler için "soğuk lipoliz" mükemmel bir cihazdır. Sırt bölgesi ve yan bölgeler gibi yoğun ya da az yoğunlukta yağ içeren bölgeler (kalça bölgesinin ve bel çevresinin her iki yanında yağ kaybı), göbük ve sırt bölgesindeki yağlarda soğuk lipoliz ile mükemmel sonuçlar elde edilmektedir.

COOLING TECHNOLOGY:

Trigliserid yağları düşük sıcaklıkta katı hale dönüşürler, üstün soğutma teknolojisi bu yağ fazlalıklarını hedefler ve çevre dokulara zarar vermeden yağ hücrelerini yok eder, istenmeyen yağ hücreleri bu şekilde azaltılır. Yağ hücreleri tam anlamıyla soğuğa maruz kaldığında, doğal olarak işleyen yağ katmanının azalacağı bir sürece girer ve tedavi edilen bölgedeki istenmeyen yağ hücreleri, hassas bir şekilde, vücudun normal metabolizma işleyişi içerisinde yok edilir. Kontrollü soğutma ciltteki yağ tabakasına uygulanır ve bölgesel yağlar yok edilir. Tüm prosedür her bölge için bir saat sürer.

PROCESSES OF COOL LIPOLYSIS:



1- Controlled cooling handpiece affects the layer of fat.



2- Cooling effect protects the fat cells for a while.



3- Fat cells go into a reducing process that will last for several months.



4- Reducing process of the fat cells will be noticeably in time.

With the effect of cooling, there is a apoptosis (Programmed cell death) Change in cells and inflammation cells annihilate these cells in time. This process last for months and in the end, thick fat tissue reduces. The fats in the fat cells gradually release and they are transferred to lymphatic system like the fats we get with food.



WHAT HAPPENS TO FAT CELLS?

With the effect of cooling, there is a apoptosis (programmed cell death) change in cells and inflammation cells annihilate these cells in time. This process lasts for months and in the end, thick fat tissue reduces. The fats in the fat cells gradually release and they are transferred to lymphatic system like the fats we get with food.

TEDAVIDEN SONRA NE OLACAK?

CoolSculpting process is non-invasive. Most of the patients continue their routine working life and they can exercise even in the day treatment is applied. Temporary redness, cyanosis and numbness are the side effects. However, these effects recover a few hours after the treatment. The numbness reduces in 1-4 weeks. In this non-invasive procedure there is no need to use drug, anesthesia or pain killer. The operation is so comfortable and painless that you can read book, work in your laptop or listen to music during the operation.

HOW LONG WILL ITS EFFECT LAST?

According to the experiences of the patients, it is seen that the result of the operation lasts at least two years. The fat cells in treatment areas are naturally reduced. It is seen that this non-invasive procedure is as effective as liposuction which is an invasive procedure.

PARAMETERS:

Vacuum Pressure:	0—2Mpa
Cooling System:	Water + Wind + Semiconductor + Cooling Gel
Skin Cooling:	-10 / -20
Skin Cooling Frequency:	0-2 Hz
LCD Display:	S1 15 Inc. / A-B 3.5 Inc. / C-D 3.5 Inc.
Working Time:	Continuously / Time Setting
Handpiece Number:	4 Pcs
Shots Number:	No Limited
Handpiece Size:	A 20 x 8cm / B 20x 8cm / C 24 x 11cm / D 9 x 5cm
Power Supply Output:	1.000W
Weight Of Machine:	60Kg
Dimension Of Machine:	47x47x110 cm
Voltage:	AC 230V 50Hz/60Hz

